

便尿器洗浄装置 EMB500



EMB500 定価 980,000 円(税抜)

手軽に簡単・清潔に便尿器の洗浄が
出来ます。

●使用中の安全性

蓋はロック式により固定されているので操作中に漏れることが有りません、また蓋を開けると自動的に洗浄水が止まります。

●洗浄・消毒が簡単で確実

操作盤にタッチパネルを採用しました。複雑な作業は一切無いのでどなたでも簡単に操作できます。

●手動で軽く開閉できる蓋の構造

また密閉性に富んでいるため臭気を漏らしません。

●コンパクトな設計で置く場所を取りません



使い易いタッチパネル

便器・尿器洗浄例

寸法：外寸法 500W x 595D x 800Hmm

材質：ステンレス (SUS304) 製

重量：約 40 kg

薬液：4L ボトル対応 (約 100 回使用)

作業工程

水洗 → 洗剤 → すすぎ → 終了

1 工程約 1 分半で終了します

(現場状況によって多少変動します)



エイコーメディカル株式会社

114-0014 東京都北区田端 5-2-5

TEL 03-5834-7922 FAX 03-5834-7923