

# 非磁性 MRI 室用関連機材

## ストレッチャー(ハイロー式)



品番 190-1N 型番 TY208E-30

**仕様**

材質：アルミニウム製  
付属品：ガートル棒

非磁性度 98%  
対応 3.0 テスラ  
キャスター  $\Phi$ 125mm ストッパー付  
重量 約 35kg  
寸法 600×1900×495 ~ 860mm  
価格(税抜) ¥495,000  
オプション 酸素ボンベ架 ¥20,000



品番 190-04 型番 MR-UD-3T

**仕様**

材質：アルミニウム製  
付属品：ガートル棒

非磁性度 99%  
対応 3.0 テスラ  
キャスター  $\Phi$ 125mm ストッパー付  
重量 約 37.8kg  
寸法 560×1900×540 ~ 925mm  
価格(税抜) ¥412,000



品番 190-05 型番 33-NM

**仕様**

材質：アルミニウム(一部ダイカスト)  
付属品：ボンベ受け、ガートル棒、カゴ

非磁性度 98%  
対応 3.0 テスラ  
キャスター  $\Phi$ 150mm(トータルロック付)  
重量 約 40kg  
寸法 600×2030×600 ~ 910mm  
価格(税抜) **¥596,000**



品番 190-2N 型番 MR-UD-3TMG

**仕様**

磁性体センサー「マグフィー」対応

材質：アルミニウム  
付属品：ガートル棒

非磁性度 98%  
対応 3.0 テスラ  
キャスター  $\Phi$ 125mm ストッパー付  
重量 約 40kg  
寸法 560×1900×540 ~ 925mm  
価格(税抜) ¥820,000

# MRI 室用関連機材

## 車椅子



品番 190-30 型番 MR-3T

仕様

材質：アルミニウム製

対応 3.0 テスラー  
キャスター Φ6 インチ  
後輪車 Φ22 インチ **ノーパンクタイヤ**  
重量 約 13.4kg  
寸法 座幅 400mm/ 座高 430mm  
価格(非課税) ¥145,000



品番 190-33 型番 MR-2

仕様

材質：ステンレス製

対応 3.0 テスラー  
キャスター Φ6 インチ  
後輪車 Φ22 インチ エアタイヤ  
重量 約 13.8kg  
寸法 座幅 400mm/ 座高 440mm  
価格(非課税) ¥143,000



品番 190-35 型番 TY049J-30

仕様

材質：アルミニウム製

対応 3.0 テスラー  
キャスター Φ6 インチ  
後輪車 Φ22 インチ ハイポリマータイヤ  
(ノーパンクタイヤ)  
重量 約 12kg  
寸法 座幅 400mm/ 座高 430mm  
価格(非課税) ¥160,000



品番 190-34 型番 MR-3TMG

仕様

磁性体センサー「マグフィー」対応

材質：アルミニウム製

対応 3.0 テスラー  
キャスター Φ6 インチ  
後輪車 Φ22 インチ エアタイヤ  
重量 約 13.9kg  
寸法 座幅 400mm/ 座高 430mm  
価格(非課税) ¥395,000

## カート / ワゴン各種



品番 190-07 救急カート

仕様  
材質：ステンレス製  
引出 2ヶ、スライド式補助台付  
付属品：容器入 2ヶ

非磁性度 98%  
対応 3.0 テスラー  
キャスター  $\Phi 75\text{mm}$  対角ストッパー付  
寸法 600×450×800  
価格(税抜) ¥200,000



品番 190-09 回診車

仕様  
材質：ステンレス製  
上・下段手摺付、引出 2ヶ

非磁性度 98%  
対応 3.0 テスラー  
キャスター  $\Phi 75\text{mm}$  対角ストッパー付  
寸法 600×450×800  
価格(税抜) ¥110,000



品番 190-11 器械台

仕様  
材質：ステンレス製  
上段三方手摺付

非磁性度 98%  
対応 3.0 テスラー  
キャスター  $\Phi 75\text{mm}$  対角ストッパー付  
寸法 600×450×800  
価格(税抜) ¥58,000



品番 190-61/190-62 引出付ワゴン

仕様  
材質：本体ステンレス製  
190-61：引出(樹脂)1ヶ 450×300×800mm  
190-62：引出(樹脂)2ヶ 600×450×800mm

対応 3.0 テスラー  
キャスター  $\Phi 75\text{mm}$   
引出内寸 W222×D285×H87  
価格(税抜) 190-61 ¥57,000  
190-62 ¥76,000



品番 190-52 サプライカート

仕様  
カゴ寸法 480×360×165mm

対応 3.0 テスラー  
キャスター  $\Phi 75\text{mm}$   
価格(税抜) ¥78,000



品番 190-53/190-54 脱衣カゴ

仕様  
脱衣カゴ 1段 脱衣カゴ 2段  
カゴ寸法 480×360×165mm

対応 3.0 テスラー  
キャスター  $\Phi 40\text{mm}$   
価格(税抜) 190-53 ¥30,000  
190-54 ¥40,000

## ガートル台 / 踏み台 ほか



品番 190-08 ガートル台

仕様 5脚

材質 ステンレス/アルミ/真鍮製  
対応 3.0 テスラー  
キャスター Φ50mm  
価格(税抜) ￥42,000



品番 190-64 ガートル台

仕様 5脚

材質 ステンレス/アルミ/真鍮製  
対応 3.0 テスラー  
キャスター Φ75mm ストッパー付  
価格(税抜) ￥60,000



品番 190-12 手洗台

仕様

材質 ステンレス製  
対応 3.0 テスラー  
対応洗面器 320Φ  
キャスター Φ50mm  
価格(税抜) ￥25,000

※洗面器は付属しません。



品番 190-65 静注台

仕様 5脚

材質 ステンレス/アルミ/真鍮製  
対応 3.0 テスラー  
キャスター Φ75mm ストッパー付  
寸法 枕 160×230  
上下 700 ~ 1000mm  
価格(税抜) ￥60,000



品番 190-13 踏台一段式

仕様

材質 ステンレス製  
対応 3.0 テスラー  
脚部 ゴム足  
寸法 370×270×180mm  
価格(税抜) ￥22,000



品番 190-14 踏台二段式

仕様

材質 ステンレス製  
対応 3.0 テスラー  
脚部 ゴム足  
寸法 370×410×440mm  
価格(税抜) ￥38,000



品番 190-24 踏台三段式

仕様

材質 ステンレス製  
対応 3.0 テスラー  
脚部 ゴム足  
寸法 370×600×660mm  
価格(税抜) ￥62,000



品番 190-67  
アネロイド式スタンド血圧計

仕様 5脚

材質 ステンレス/樹脂/アルミ製  
キャスター Φ75mm ストッパー付  
対応 3.0 テスラー  
価格(税抜) ￥98,000



品番 190-16 血圧計(アネロイド式)

仕様

材質 樹脂、アルミ製  
対応 3.0 テスラー  
測定範囲 20 ~ 300mmHg  
価格(税抜) ￥18,500

## 各種の診察、処置器具

全て安心してお使いいただけます。



品番 190-17S/190-17W 聴診器

仕様

材質 樹脂、アルミ製  
対応 3.0 テスラー  
価格(税抜) ¥6,600(シングル)  
¥8,400(ダブル)



品番 190-18 聴診器(ナース用)

仕様

材質 樹脂、アルミ製  
対応 3.0 テスラー  
価格(税抜) ¥3,500



品番 190-19 ピンセット(併式)

仕様

材質 チタン製  
対応 3.0 テスラー  
形状 無釣  
サイズ 130mm/150mm/180mm/230mm  
価格(税抜) ¥5,400(130mm)/¥7,000(150mm)  
¥8,400(180mm)/¥11,000(230mm)



品番 190-22 鉗子立

仕様

材質 ステンレス製  
対応 3.0 テスラー  
加工 溶接加工  
キャスター  $\Phi 90 \times 135$ mm  
価格(税抜) ¥11,000



品番 190-20 トレー(大・小)

仕様

材質 ステンレス製  
TUS305M  
対応 3.0 テスラー  
サイズ 240×180×40mm(小)  
300×240×40mm(大)  
価格(税抜) ¥10,000(小)  
¥11,000(大)



品番 190-21 膿盆(大・中・小)

仕様

材質 ステンレス製 TUS305M  
対応 3.0 テスラー  
サイズ 200×30mm(小)  
220×33mm(中)  
240×35mm(大)  
価格(税抜) ¥2,800(小)  
¥3,400(中)  
¥4,600(大)



探知能力

- ワイド / 虫ピン程度で最高 3.0 ~ 3.5cm 離れて探知
  - スポット / SUS 球 $\Phi 5.5$ mmを 1.0cm 離れて探知
- ※鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる

探知方式・磁気誘導方式

※こちらの機材は MRI 室対応品ではありませんので  
絶対に MRI 室内へは持ち込まないでください。  
事故の原因になります。

品番 190-50 型番 TY-30K 金属探知機

仕様

探知部サイズ	ワイド / 40×90mm	電源	乾電池 (1.5v) 2本 (付属)
	スポット / 35×30mm	重量	290g
警報	LED ランプ、電子ブザー	価格(税抜)	¥78,000