

非磁性 MRI 室用関連機材

ストレッチャー(ハイロー式)



品番 190-1N 型番 TY208E-30

仕様
材質：アルミニウム製
付属品：ガートル棒

非磁性度 98%
対応 3.0 テスラー
キャスター Φ 125mm ストッパー付
重量 約 35kg
寸法 600×1900×495 ~ 860mm
価格(税抜) ¥495,000
オプション 酸素ボンベ架 ¥20,000



品番 190-04 型番 MR-UD-3T

仕様
材質：アルミニウム製
付属品：ガートル棒

非磁性度 99%
対応 3.0 テスラー
キャスター Φ 125mm ストッパー付
重量 約 37.8kg
寸法 560×1900×540 ~ 925mm
価格(税抜) ¥412,000



品番 190-05 型番 33-NM

仕様
材質：アルミニウム(一部ダイカスト)
付属品：ボンベ受け、ガートル棒、カゴ

非磁性度 98%
対応 3.0 テスラー
キャスター Φ 150mm(トータルロック付)
重量 約 40kg
寸法 600×2030×600 ~ 910mm
価格(税抜) **¥596,000**



品番 190-2N 型番 MR-UD-3TMG

仕様 磁性体センサー「マグフィー」対応
材質：アルミニウム
付属品：ガートル棒

非磁性度 98%
対応 3.0 テスラー
キャスター Φ 125mm ストッパー付
重量 約 40kg
寸法 560×1900×540 ~ 925mm
価格(税抜) ¥820,000

MRI 室用関連機材

車椅子



品番 190-30 型番 MR-3T

仕様

材質：アルミニウム製

対応 3.0 テスラー
キャスター Φ6 インチ
後輪車 Φ22 インチ **ノーパンクタイヤ**
重量 約 13.4kg
寸法 座幅 400mm/ 座高 430mm
価格(非課税) ￥145,000



品番 190-33 型番 MR-2

仕様

材質：ステンレス製

対応 3.0 テスラー
キャスター Φ6 インチ
後輪車 Φ22 インチ エアタイヤ
重量 約 13.8kg
寸法 座幅 400mm/ 座高 440mm
価格(非課税) ￥143,000



品番 190-35 型番 TY049J-30

仕様

材質：アルミニウム製

対応 3.0 テスラー
キャスター Φ6 インチ
後輪車 Φ22 インチ ハイポリマータイヤ
(ノーパンクタイヤ)
重量 約 12kg
寸法 座幅 400mm/ 座高 430mm
価格(非課税) ￥160,000



品番 190-34 型番 MR-3TMG

仕様

磁性体センサー「マグフィー」対応

材質：アルミニウム製

対応 3.0 テスラー
キャスター Φ6 インチ
後輪車 Φ22 インチ エアタイヤ
重量 約 13.9kg
寸法 座幅 400mm/ 座高 430mm
価格(非課税) ￥395,000

カート / ワゴン各種



品番 190-07 救急カート

仕様
販売中止

非磁性度 98%
対 応 3.0 テスラー
キャスター $\Phi 75\text{mm}$ 対角ストッパー付
寸 法 600×450×800
価格(税抜) ¥200,000



品番 190-09 回診車

仕様
材 質：ステンレス製
上・下段手摺付、引出2ヶ

非磁性度 98%
対 応 3.0 テスラー
キャスター $\Phi 75\text{mm}$ 対角ストッパー付
寸 法 600×450×800
価格(税抜) ¥110,000



品番 190-11 器械台

仕様
材 質：ステンレス製
上段三方手摺付

非磁性度 98%
対 応 3.0 テスラー
キャスター $\Phi 75\text{mm}$ 対角ストッパー付
寸 法 600×450×800
価格(税抜) ¥58,000



品番 190-61/190-62 引出付ワゴン

仕様
材 質：本体ステンレス製
190-61：引出(樹脂)1ヶ 450×300×800mm
190-62：引出(樹脂)2ヶ 600×450×800mm

対 応 3.0 テスラー
キャスター $\Phi 75\text{mm}$
引出内寸 W222×D285×H87
価格(税抜) 190-61 ¥57,000
190-62 ¥76,000



品番 190-52 サプライカート

仕様
カゴ寸法
480×360×165mm

対 応 3.0 テスラー
キャスター $\Phi 75\text{mm}$
価格(税抜) ¥78,000



品番 190-53/190-54 脱衣カゴ

仕様
脱衣カゴ1段 脱衣カゴ2段
カゴ寸法
480×360×165mm

対 応 3.0 テスラー
キャスター $\Phi 40\text{mm}$
価格(税抜) 190-53 ¥30,000
190-54 ¥40,000

ガートル台 / 踏み台 ほか



品番 190-08 ガートル台

仕様 5脚

材質 ステンレス/アルミ/真鍮製
対応 3.0 テスラー
キャスター Φ50mm
価格(税抜) ￥42,000



品番 190-64 ガートル台

仕様 5脚

材質 ステンレス/アルミ/真鍮製
対応 3.0 テスラー
キャスター Φ75mm ストッパー付
価格(税抜) ￥60,000



品番 190-12 手洗台

仕様

材質 ステンレス製
対応 3.0 テスラー
対応洗面器 320Φ
キャスター Φ50mm
価格(税抜) ￥25,000

※洗面器は付属しません。



品番 190-65 静注台

仕様 5脚

材質 ステンレス/アルミ/真鍮製
対応 3.0 テスラー
キャスター Φ75mm ストッパー付
寸法 枕 160×230
上下 700 ~ 1000mm
価格(税抜) ￥60,000



品番 190-13 踏台一段式

仕様

材質 ステンレス製
対応 3.0 テスラー
脚部 ゴム足
寸法 370×270×180mm
価格(税抜) ￥22,000



品番 190-14 踏台二段式

仕様

材質 ステンレス製
対応 3.0 テスラー
脚部 ゴム足
寸法 370×410×440mm
価格(税抜) ￥38,000



品番 190-24 踏台三段式

仕様

材質 ステンレス製
対応 3.0 テスラー
脚部 ゴム足
寸法 370×600×660mm
価格(税抜) ￥62,000



品番 190-67
アネロイド式スタンド血圧計

仕様 5脚

材質 ステンレス/樹脂/アルミ製
キャスター Φ75mm ストッパー付
対応 3.0 テスラー
価格(税抜) ￥98,000



品番 190-16 血圧計(アネロイド式)

仕様

材質 樹脂、アルミ製
対応 3.0 テスラー
測定範囲 20 ~ 300mmHg
価格(税抜) ￥18,500

各種の診察、処置器具

全て安心してお使いいただけます。



品番 190-17S/190-17W 聴診器

仕様

材質 樹脂、アルミ製
対応 3.0 テスラー
価格(税抜) ¥6,600(シングル)
¥8,400(ダブル)



品番 190-18 聴診器(ナース用)

仕様

材質 樹脂、アルミ製
対応 3.0 テスラー
価格(税抜) ¥3,500



品番 190-19 ピンセット(併式)

仕様

材質 チタン製
対応 3.0 テスラー
形状 無釣
サイズ 130mm/150mm/180mm/230mm
価格(税抜) ¥5,400(130mm)/¥7,000(150mm)
¥8,400(180mm)/¥11,000(230mm)



品番 190-22 鉗子立

仕様

材質 ステンレス製
対応 3.0 テスラー
加工 溶接加工
キャスター $\Phi 90 \times 135$ mm
価格(税抜) ¥11,000



品番 190-20 トレー(大・小)

仕様

材質 ステンレス製
TUS305M
対応 3.0 テスラー
サイズ 240×180×40mm(小)
300×240×40mm(大)
価格(税抜) ¥10,000(小)
¥11,000(大)



品番 190-21 膿盆(大・中・小)

仕様

材質 ステンレス製 TUS305M
対応 3.0 テスラー
サイズ 200×30mm(小)
220×33mm(中)
240×35mm(大)
価格(税抜) ¥2,800(小)
¥3,400(中)
¥4,600(大)



探知能力

- ワイド / 虫ピン程度で最高 3.0 ~ 3.5cm 離れて探知
 - スポット / SUS 球 $\Phi 5.5$ mmを 1.0cm 離れて探知
- ※鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる

探知方式・磁気誘導方式

※こちらの機材は MRI 室対応品ではありませんので
絶対に MRI 室内へは持ち込まないでください。
事故の原因になります。

品番 190-50 型番 TY-30K 金属探知機

仕様

探知部サイズ	ワイド / 40×90mm	電源	乾電池 (1.5v) 2本 (付属)
	スポット / 35×30mm	重量	290g
警報	LED ランプ、電子ブザー	価格(税抜)	¥78,000