



MRI 室用・非磁性医用機器
Non-Magnetic Medical Equipments for MRI Room



エイコーメディカル株式会社





品番 190-1N 型番 TY208E-30

仕様

材質：アルミニウム製

附属品：ガートル棒

非磁性度：98%

対応：3.0T

キャスター：φ 125mm 全輪ストッパー付き

重量：約 35 kg

寸法：600 x 1900 x 480 ~ 860 mm

価格（税抜き）：¥544,500

オプション：酸素ボンベ架 ¥16,500



品番 190-04 型番 MR-UD-3T

仕様

材質：アルミニウム製

附属品：ガートル棒

非磁性度：99%

対応：3.0T

キャスター：φ 125mm 全輪ストッパー付き

重量：41.3 kg

寸法：590 x 1900 x 495 ~ 860 mm

価格（税抜き）：¥453,200



品番 190-06 型番 MRS-1

仕様

材質：アルミニウム製

附属品：ガートル棒

非磁性度：98%

対応：3.0T

キャスター：φ 5 インチ トータルロック

重量：36 kg

寸法：560 x 2000 x 600 ~ 900 mm

価格（税抜き）：¥595,000

耐荷重：182kg



品番 190-2N 型番 MR-UD-3TMG

仕様 磁性体センサー「マグフィー」対応

材質：アルミニウム製

附属品：ガートル棒

非磁性度：98%

対応：3.0T

キャスター：φ 125mm 全輪ストッパー付き

重量：39.1 kg

寸法：590 x 1900 x 525 ~ 900 mm

価格（税抜き）：¥968,000



品番 190-30 型番 MR-3T

仕様

材質 : アルミニウム製

対応 : 3.0T

前輪 : φ 6 インチ 後輪 : 22 インチ

重量 : 13.4 kg ノーパンクタイヤ

寸法 : 座幅 400mm 前座高 430mm

価格 (非課税) : ¥159,500



品番 190-33 型番 MRW-2

仕様

材質 : アルミニウム製

非磁性度 : 99%

対応 : 3.0T

前輪 : φ 6 インチ 後輪 : 22 インチ

重量 : 約 14 kg ノーパンクタイヤ

寸法 : 座幅 400mm 前座高 440mm

価格 (非課税) : ¥143,000

耐荷重 : 100 kg



品番 190-35 型番 TY049J-30

仕様

材質 : アルミニウム製

対応 : 3.0T

前輪 : φ 6 インチ 後輪 : 22 インチ

重量 : 12.1 kg ノーパンクタイヤ

寸法 : 座幅 400mm 前座高 430mm

価格 (非課税) : ¥176,000



品番 190-34 型番 MR-3TMG

仕様

材質 : アルミニウム製

対応 : 3.0T

前輪 : φ 6 インチ 後輪 : 22 インチ

重量 : 13.9 kg ノーパンクタイヤ

寸法 : 座幅 420mm 前座高 430mm

価格 (非課税) : ¥434,500



190-07 救急カート

| 仕様 | |
|-------|------------------|
| 非磁性度 | 98% |
| 対応 | 3.0 テスラー |
| キャスター | Φ 75 mm 対角ストッパー付 |
| 寸法 | 600 × 450 × 800 |
| 天板 | スライドテーブル付き |
| 附属品 | 樹脂製小物入れ 2 個 |
| 価格 | ¥ 200,000 |



190-09 回診車

| 仕様 | |
|-------|------------------|
| 非磁性度 | 98% |
| 対応 | 3.0 テスラー |
| キャスター | Φ 75 mm 対角ストッパー付 |
| 寸法 | 600 × 450 × 800 |
| 引出 | 2 個 |
| 価格 | ¥ 110,000 |



190-11 器械台

| 仕様 | |
|-------|------------------|
| 非磁性度 | 98% |
| 対応 | 3.0 テスラー |
| キャスター | Φ 75 mm 対角ストッパー付 |
| 寸法 | 600 × 450 × 800 |
| 棚板 | 二段 上三方手すり 下フラット |
| 価格 | ¥ 58,000 |

190-07/190-09/190-11

【材 質】 本体 : ステンレス製 (SUS-304)

キャスター : 真鍮 樹脂



190-64
ガートル台 (2ヶ用)

| 仕様 | |
|-------|-------------------|
| 材質 | ステンレス / 樹脂 / アルミ製 |
| 対応 | 3.0 テスラー |
| キャスター | Φ 75 mm ストッパー 2ヶ付 |
| 価格 | ¥ 68,000 |



190-65
静注台

| 仕様 | |
|-------|---------------------------------|
| 材質 | ステンレス / アルミ / 真鍮製 |
| 対応 | 3.0 テスラー |
| キャスター | Φ 75 mm ストッパー 2ヶ付 |
| 寸法 | 枕 160 × 230 上下 700 ~ 1000 mm |
| 価格 | ¥ 68,000 |



190-67
アネロイド式スタンド血圧計

| 仕様 | |
|-------|-------------------|
| 材質 | ステンレス / 樹脂 / アルミ製 |
| 対応 | 3.0 テスラー |
| キャスター | Φ 75 mm ストッパー 2ヶ付 |
| 価格 | ¥ 112,000 |



190-17S 17W
聴診器

| 仕様 | |
|----|------------------------------------|
| 材質 | 樹脂、アルミ製 |
| 対応 | 3.0 テスラー |
| 価格 | 190-17S ¥ 7,000 190-17W ¥ 8,800 |



190-16
血圧計 (アネロイド式)

| 仕様 | |
|------|--------------|
| 材質 | 樹脂、アルミ製 |
| 対応 | 3.0 テスラー |
| 測定範囲 | 20 ~ 300mmHg |
| 価格 | ¥ 20,000 |



※洗面器は付属しません

190-12 手洗台

| 仕様 | |
|-------|----------|
| 材質 | ステンレス製 |
| 対応 | 3.0 テスラー |
| キャスター | Φ 40 mm |
| 価格 | ¥ 30,000 |



品番 190-13 踏台1段式

| 仕様 | |
|-----|-------------------|
| 対応 | 3.0 テスラー |
| 材質 | ステンレス製 |
| 脚部 | ゴム足 |
| 寸法 | 370 × 270 × 180mm |
| 耐荷重 | 100kg |
| 重量 | 約 2.5kg |
| 価格 | ¥22,000 |



品番 190-14 踏台2段式

| 仕様 | |
|-----|-------------------|
| 対応 | 3.0 テスラー |
| 材質 | ステンレス製 |
| 脚部 | ゴム足 |
| 寸法 | 370 × 410 × 440mm |
| 耐荷重 | 100kg |
| 重量 | 約 5kg |
| 価格 | ¥38,000 |



品番 190-15 大型踏台1段式

| 仕様 | |
|-----|-------------------|
| 対応 | 3.0 テスラー |
| 材質 | ステンレス製 |
| 脚部 | ゴム足 |
| 寸法 | 400 × 300 × 200mm |
| 耐荷重 | 150kg |
| 重量 | 約 3kg |
| 価格 | ¥50,000 |



品番 190-54 脱衣カゴ

| 仕様 | |
|-------|-------------------|
| 対応 | 3.0 テスラー |
| 材質 | ステンレス製 カゴ：樹脂製 |
| キャスター | Φ 40 mm |
| カゴ | 2 個付き |
| カゴ寸法 | 480 × 360 × 165mm |
| 価格 | ¥42,000 |



品番 190-61/62 引出付ワゴン

| 仕様 | |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 対応 | 3.0 テスラー |
| 材質 | ステンレス製 引出：樹脂製 |
| キャスター | Φ 75 mm 対角ストッパー付 |
| 寸法 | 190-61：引出 1 個 450x300x800mm 190-62：引出 2 個 600x450x800mm |
| 引出内寸 | W222xD285xH87mm |
| 価格 | 190-61 ￥60,000 190-62 ￥76,000 |



品番 190-21 キャビネットカート

| 仕様 | |
|-------|------------------|
| 対応 | 3.0 テスラー |
| 材質 | ステンレス製 |
| キャスター | Φ 75 mm 対角ストッパー付 |
| 寸法 | 670 × 450 × 930 |
| 重量 | 42kg |
| 引出 | トータルロック付き |
| 価格 | ￥470,000 |

【安全にご使用いただくために】

弊社にて制作しております非磁性製品は MRI 室にてご使用頂けるよう磁性の発生を抑えた製品ではありますがより安全にご使用いただくために以下の事をお守りください。

※ MRI 室内でご使用に場合ストッパーのついている機器は必ずストッパーをかけ機器が動かないことを確認してください。

※機器の引出や小物入れなどに磁性を帯びる品物を入れないようにしてください。(クリップやボールペン等)

※機器をガントリー内部まで持ち込んで使用しないでください。

※ガントリーより 50cm以上離れた場所（セーフティゾーン）でご使用ください。

※ご使用後は MRI 室より出して保管してください。長時間 MRI 室内に放置すると磁気を帯びる場合があります

※いずれの機器も本来の使用目的以外に使用しないでください。

本カタログ上の製品は改良等により予告なしに仕様及び価格が改定になる場合があります。

カタログ内の価格はすべて税抜き表示です。

2024 年 6 月改訂版



エイコーメディカル株式会社
EIKO MEDICAL CO.,LTD.

〒114-0014 東京都北区田端 3-16-5
TEL03-5834-7922 FAX03-5834-7923