

MRI 室用・非磁性医用機器
Non-Magnetic Medical Equipments for MRI Room



エイコーメディカル株式会社



品番 190-1N 型番 TY208E-30

仕様

材質：アルミニウム製

附属品：ガートル棒

非磁性度：98%

対応：3.0T

キャスター：φ 125mm 全輪ストッパー付き

重量：約 35 kg

寸法：600 x 1900 x 480 ~ 860 mm

価格（税抜き）：¥544,500

オプション：酸素ボンベ架 ¥16,500



品番 190-04 型番 MR-UD-3T

仕様

材質：アルミニウム製

附属品：ガートル棒

非磁性度：99%

対応：3.0T

キャスター：φ 125mm 全輪ストッパー付き

重量：41.3 kg

寸法：590 x 1900 x 495 ~ 860 mm

価格（税抜き）：¥453,200



品番 190-06 型番 MRS-1

仕様

材質：アルミニウム製

附属品：ガートル棒

非磁性度：98%

対応：3.0T

キャスター：φ 5 インチ トータルロック

重量：36 kg

寸法：560 x 2000 x 600 ~ 900 mm

価格（税抜き）：¥595,000

耐荷重：182kg



品番 190-2N 型番 MR-UD-3TMG

仕様 磁性体センサー「マグフィー」対応

材質：アルミニウム製

附属品：ガートル棒

非磁性度：98%

対応：3.0T

キャスター：φ 125mm 全輪ストッパー付き

重量：39.1 kg

寸法：590 x 1900 x 525 ~ 900 mm

価格（税抜き）：¥968,000



品番 190-30 型番 MR-3T

仕様

材質 : アルミニウム製

対応 : 3.0T

前輪 : φ6インチ 後輪 : 22インチ

重量 : 13.4 kg ノーパンクタイヤ

寸法 : 座幅 400mm 前座高 430mm

価格 (非課税) : ¥159,500



品番 190-33 型番 MRW-2

仕様

材質 : アルミニウム製

非磁性度 : 99%

対応 : 3.0T

前輪 : φ6インチ 後輪 : 22インチ

重量 : 約 14 kg ノーパンクタイヤ

寸法 : 座幅 400mm 前座高 440mm

価格 (非課税) : ¥143,000

耐荷重 : 100 kg



品番 190-35 型番 TY049J-30

仕様

材質 : アルミニウム製

対応 : 3.0T

前輪 : φ6インチ 後輪 : 22インチ

重量 : 12.1 kg ノーパンクタイヤ

寸法 : 座幅 400mm 前座高 430mm

価格 (非課税) : ¥176,000



品番 190-34 型番 MR-3TMG

仕様

材質 : アルミニウム製

対応 : 3.0T

前輪 : φ6インチ 後輪 : 22インチ

重量 : 13.9 kg ノーパンクタイヤ

寸法 : 座幅 420mm 前座高 430mm

価格 (非課税) : ¥434,500



190-07 救急カート

仕様	
非磁性度	98%
対応	3.0 テスラー
キャスター	Φ 75 mm 対角ストッパー付
寸法	600 × 450 × 800
天板	スライドテーブル付き
附属品	樹脂製小物入れ 2 個
価格	¥ 200,000



190-09 回診車

仕様	
非磁性度	98%
対応	3.0 テスラー
キャスター	Φ 75 mm 対角ストッパー付
寸法	600 × 450 × 800
引出	2 個
価格	¥ 110,000



190-11 器械台

仕様	
非磁性度	98%
対応	3.0 テスラー
キャスター	Φ 75 mm 対角ストッパー付
寸法	600 × 450 × 800
棚板	二段 上三方手すり 下フラット
価格	¥ 58,000

190-07/190-09/190-11

【材 質】 本体 : ステンレス製 (SUS-304)

キャスター : 真鍮 樹脂



190-64
ガートル台 (2ヶ用)

仕様	
材質	ステンレス / 樹脂 / アルミ製
対応	3.0 テスラー
キャスター	Φ 75 mm ストッパー 2ヶ付
価格	¥ 68,000



190-65
静注台

仕様	
材質	ステンレス / アルミ / 真鍮製
対応	3.0 テスラー
キャスター	Φ 75 mm ストッパー 2ヶ付
寸法	枕 160 × 230 上下 700 ~ 1000 mm
価格	¥ 68,000



190-67
アネロイド式スタンド血圧計

仕様	
材質	ステンレス / 樹脂 / アルミ製
対応	3.0 テスラー
キャスター	Φ 75 mm ストッパー 2ヶ付
価格	¥ 112,000



190-17S 17W
聴診器

仕様	
材質	樹脂、アルミ製
対応	3.0 テスラー
価格	190-17S ¥ 7,000 190-17W ¥ 8,800



190-16
血圧計 (アネロイド式)

仕様	
材質	樹脂、アルミ製
対応	3.0 テスラー
測定範囲	20 ~ 300m/mhg
価格	¥ 20,000



※洗面器は付属しません

190-12 手洗台

仕様	
材質	ステンレス製
対応	3.0 テスラー
キャスター	Φ 40 mm
価格	¥ 30,000



品番 190-13 踏台1段式

仕様	
対応	3.0 テスラー
材質	ステンレス製
脚部	ゴム足
寸法	370 × 270 × 180mm
耐荷重	100kg
重量	約 2.5kg
価格	¥22,000



品番 190-14 踏台2段式

仕様	
対応	3.0 テスラー
材質	ステンレス製
脚部	ゴム足
寸法	370 × 410 × 440mm
耐荷重	100kg
重量	約 5kg
価格	¥38,000



品番 190-15 大型踏台1段式

仕様	
対応	3.0 テスラー
材質	ステンレス製
脚部	ゴム足
寸法	400 × 300 × 200mm
耐荷重	150kg
重量	約 3kg
価格	¥50,000



品番 190-54 脱衣カゴ

仕様	
対応	3.0 テスラー
材質	ステンレス製 カゴ：樹脂製
キャスター	Φ 40 mm
カゴ	2 個付き
カゴ寸法	480 × 360 × 165mm
価格	¥42,000



品番 190-61/62 引出付ワゴン

仕様	
対応	3.0 テスラー
材質	ステンレス製 引出：樹脂製
キャスター	Φ 75 mm 対角ストッパー付
寸法	190-61：引出 1 個 450x300x800mm 190-62：引出 2 個 600x450x800mm
引出内寸	W222xD285xH87mm
価格	190-61 ￥60,000 190-62 ￥76,000



品番 190-21 キャビネットカート

仕様	
対応	3.0 テスラー
材質	ステンレス製
キャスター	Φ 75 mm 対角ストッパー付
寸法	670 × 450 × 930
重量	42kg
引出	トータルロック付き
価格	￥470,000

【安全にご使用いただくために】

弊社にて制作しております非磁性製品は MRI 室にてご使用頂けるよう磁性の発生を抑えた製品ではありますがより安全にご使用いただくために以下の事をお守りください。

※ MRI 室内でご使用に場合ストッパーのついている機器は必ずストッパーをかけ機器が動かないことを確認してください。

※機器の引出や小物入れなどに磁性を帯びる品物を入れないようにしてください。(クリップやボールペン等)

※機器をガントリー内部まで持ち込んで使用しないでください。

※ガントリーより 50cm以上離れた場所 (セーフティゾーン) でご使用ください。

※ご使用後は MRI 室より出して保管してください。長時間 MRI 室内に放置すると磁気を帯びる場合があります

※いずれの機器も本来の使用目的以外に使用しないでください。

本カタログ上の製品は改良等により予告なしに仕様及び価格が改定になる場合があります。

カタログ内の価格はすべて税抜き表示です。

2024 年 6 月改訂版



エイコーメディカル株式会社
EIKO MEDICAL CO.,LTD.

〒114-0014 東京都北区田端 3-16-5
TEL03-5834-7922 FAX03-5834-7923