

ENDSCOPE CLOSET

# 内視鏡用保管庫

内視鏡用ハンガースタンド

内視鏡用ワゴン



# 内視鏡保管庫

## ENDSCOPE CLOSET 電子スコープ対応 (殺菌灯無し)

各種共、固定ハンガー二段式で、電子スコープのコネクターは下段で固定できます。(OM-303を除く)



**OM-208**  
(引戸式、鍵付)



**OM-204**  
(片扉式、鍵付)



- 主材質はステンレス SUS-304 と SUS-430 の二種あります。
- ハンガーは上、下二段式です。
- 生検鉗子掛は内面に 4 個です。
- 内面下部は保護シート張りで汚れた際は交換が可能です。(マジックテープ止め)
- 特別寸法品も製作いたします。  
(ハンガー形状も変更可)
- 除湿器を御希望の場合は下記金額を本体価格にプラスしてください。  
除湿機 1 台付 (OM-204/OM-304) ￥59,000(税別)  
2 台付 (上記以外) ￥118,000(税別)
- 耐震用金具が必要な場合は事前にご相談ください。(オプション)

### OM-303 (片扉式、鍵付)

ステンレス製小型内視鏡保管庫  
ハンガー上段のみ (塩ビ製)  
生検鉗子掛無し  
耳鼻科などの短いスコープを掛けるのに適しています。  
ハンガー下有効寸法 560mm  
除湿器取付不可

	型式	外寸法 (m/m)	ハンガー上下段	価格 (税別)	交換用庫内保護シート
材質 ステンレス SUS-304	OM-204	W480×D400×H1900	4 本用	￥320,000	￥14,000(税別)
	OM-206	W700×D450×H1900	6 本用	￥385,000	￥16,000(税別)
	OM-208	W900×D450×H1900	8 本用	￥450,000	￥16,500(税別)
	OM-210	W1200×D450×H1900	10 本用	￥525,000	￥18,000(税別)
	OM-215	W1600×D450×H1900	15 本用	￥638,000	￥20,000(税別)
材質 ステンレス SUS-430	OM-303	W450×D450×H1050	3 本用	￥220,000	￥12,000(税別)
	OM-304	W480×D400×H1900	4 本用	￥270,000	￥14,000(税別)
	OM-306	W700×D450×H1900	6 本用	￥316,500	￥16,000(税別)
	OM-308	W900×D450×H1900	8 本用	￥385,000	￥16,500(税別)



### 簡易ロッカータイプ (殺菌灯無し)

スチール製  
内視鏡 3 本用

#### OM-301

主材 スチール製  
固定ハンガー 塩ビ製 (上段のみ)  
扉・鍵 右片開き式・鍵付  
サイズ W450×D450×H1810  
庫内有効寸法 ハンガー下 1500mm  
価格 (税別) ￥200,000

※内部はサンベルカ (ウレタンフォーム) 張りでソフトです。



### 小型内視鏡用ロッカー 3 本用 (殺菌灯無し)

短いスコープを収納するのに  
適しています。

#### OM-302

主材 スチール製  
固定ハンガー 塩ビ製 (上段のみ)  
扉・鍵 右片開き式・鍵付  
サイズ W450×D450×H975  
庫内有効寸法 ハンガー下 650mm  
価格 (税別) ￥180,000

※内部はサンベルカ (ウレタンフォーム) 張りでソフトです。

# 内視鏡用スタンド



(内視鏡セット例)

## 内視鏡用ハンガースタンド

- 大型アルミ五脚式
- ハンガー二段式
- 落下防止チェーン付
- 高さ調節自在

### OM-40A(2ヶ用) OM-40B(4ヶ用)

主 材	基台アルミ製5脚 支柱ステンレス製 SUS-304
ハンガー	上下二段式塩ビ製
キャスター	Φ75 ストッパー付(2ヶ)
伸 縮	1300 ~ 2000mm
価格(税別)	40A ￥82,000-(2ヶ用) 40B ￥85,000-(4ヶ用)

# 内視鏡用ワゴン



## 内視鏡用ワゴン OM-50A・50B

## 内視鏡用ワゴン OM-50C

先進の電子スコープの機能を十分に発揮できる様なサポート架台として製作しました。


- スコープ用ハンガーは伸縮
- 上・下二段式ハンガー
- 上部棚板は可動式
- 下段部は引出付

主 材	ステンレス製 キャスター 75mmストッパー付
ハンガー	上下二段塩ビ製ハンガー 取り外し式 受付皿
伸 縮	1300 ~ 1900mm
ワゴンサイズ	W600×D450×H800
価格(税別)	50A ￥85,000-(2ヶ用) 50B ￥90,000-(4ヶ用)



主 材	ステンレス製 キャスター 75mmストッパー付
ハンガー	上下二段塩ビ製ハンガー
伸 縮	1300 ~ 2000mm
ワゴンサイズ	W600×D650×H1000mm
価格(税別)	￥280,000



 **エイコーメディカル株式会社**

〒114-0014 東京都北区田端5-2-5

TEL (03) 5834-7922

FAX (03) 5834-7923